

Augenspülung

Sofort-Hilfe für die Augen - professionell und hochwirksam

- sterile Augenspül-Flasche mit Kochsalz-Lösung (NatriumChlorid)
- sehr verträglich, körperneutral
- Spülzeit: 1 Flasche = 5 Minuten (je nach Schwere der Verletzung werden 15 Minuten empfohlen)
- manipulationssicherer Verschluss
- mit ergonomischem Spülkopf für einen sanften und gezielten Strahl auf das Auge
- erfüllt die DIN 15454 für Augenspülflaschen

Hinweis: Augenspülungen sind Einwegprodukte, angebrochene Flaschen sind zu entsorgen, da diese nicht mehr steril sind

Anwendungsbeispiele:

- zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplinter etc.)
- kann für alles, außer Silber, verwendet werden
- auch für Säuren oder Laugen verwendbar



Augenspülung

Produkt	Inhalt	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Augenspülung	500 ml Flasche	50010	6495064