

Marqueur porcelaine "Porcelain Painter", pointe universelle
• marqueur porcelaine très brillant à base d'eau • résistant au lave-vaisselle sans déverminage • odeur neutre et résistant à la lumière • temps de séchage: environ 24 heures • la pointe universelle est adapté pour dessiner et écrire • la pointe peut être retirer du marqueur, rincer avec de l'eau avant d'être remise • pour dessiner sur la porcelaine, la céramique et le verre

Mode d'emploi Porcelain Painter:

Secouer avant emploi. Pomper plusieurs fois sur la pointe jusqu'à ce que l'encre devienne visible. Testez le marqueur sur un autre support avant de commencer. Bien refermer le capuchon après emploi, jusqu'à entendre "clic".

- 1. laver la vaisselle neuve avec du produit ou dans le lave-vaisselle 2 à 3 fois avant de commencer à utiliser les marqueurs dessus
- 2. la correction ou un effaçement complet de la couleur sont possibles immédiatement et sans problèmes. Utilisez pour cela un cotton tige avec du nettoyant marabu & du diluant ou de l'alcool.
- 3. pour avoir un flux de couleur régulier, il faut repomper le marqueur pendant l'utilisation. Pour cela mettre la capuchon, secouer le marqueur et repomper 2-3 fois. Ne pas laisser les marqueurs ouverts trop longtemps car la pointe pourrait désecher.
- 4. retirer les pointes sales ou sèches du marqueur et rincer à l'eau. Bien séche les pointes, les remettre dans le marqueur et pomper.
- 5. laisser sécher les contours quelques instants avant de colorier.
- 6. ne pas colorier les surfaces de découpe des assiettes ou le bord des tasses car la peinture pourrait s'enlever.

Exemples d'utilisation:


- pour des décorations spéciales et des cadeaux individuels
- embellir des tasses, assiettes, plats, pots de fleurs...

Adapté pour:

- enfants
- écoles
- loisirs créatifs











Margueur porcelaine "Porcelaine Painter", utiliisation

Produit	Epaisseur du trait	Couleur du trait	Numéro de fabricant	Code
Marqueur porcelaine "Porcelaine Painter"	1,0 - 2,0 mm	argent argent pailleté	012331082 012331582	57200167 57200186
	1,0 - 2,0 mm	blanc blanc métallique	012331070 012331770	57200165 57200193
	1,0 - 2,0 mm	bleu ciel bleu gentiane	012331141 012331142	57200172 57200173
	1,0 - 2,0 mm	bleu métallique bleu nuit	012331752 012331293	57200191 57200180
	1,0 - 2,0 mm	bordeaux cacao	012331034 012331295	57200163 57200181
	1,0 - 2,0 mm	cuivre doré	012331087 012331084	57200169 57200168
	1,0 - 2,0 mm	framboise ivoire	012331005 012331271	57200161 57200179
marqueur porcelaine "Porcelaine Painter"	1,0 - 2,0 mm	jaune soleil	012331220	57200176
Marqueur porcelaine "Porcelaine Painter"	1,0 - 2,0 mm	lavande pailleté mandarine	012331507 012331225	57200182 57200177
	1,0 - 2,0 mm	menthe noir	012331153 012331073	57200174 57200166
	1,0 - 2,0 mm	or pailleté Petrole métallique	012331584 012331792	57200187 57200194
	1,0 - 2,0 mm	pétrole rose	012331092 012331033	57200170 57200162
	1,0 - 2,0 mm	rose métallique rose pailleté	012331733 012331533	57200190 57200184
	1,0 - 2,0 mm	rouge cerise rouge métallique	012331125 012331732	57200171 57200189
	1,0 - 2,0 mm	rouge pailleté réséda (vert claire)	012331532 012331061	57200183 57200164
	1,0 - 2,0 mm	saphire pailleté vert métallique	012331594 012331767	57200188 57200192
	1,0 - 2,0 mm	vert pailleté vert pomme	012331563 012331158	57200185 57200175
	1.0 - 2.0 mm	violet	012331251	57200178