

## Augenspül-Station

Sofort-Hilfe für die Augen - professionell und hochwirksam

- komplettes Set für Wandmontage: Kunststoffhalterung, separate Anleitungstafel, Schrauben zur Befestigung
  - Station ist nachfüllbar
  - inkl. 500 ml Augenspülung: sterile Augenspül-Flasche mit Kochsalz-Lösung (NatriumChlorid)
  - sehr verträglich, körperneutral
  - Spülzeit: 1 Flasche = 5 Minuten (je nach Schwere der Verletzung werden 15 Minuten empfohlen)
  - manipulationssicherer Verschluss
  - mit ergonomischem Spülkopf für einen sanften und gezielten Strahl auf das Auge
  - erfüllt die DIN 15454 für Augenspülflaschen
- Hinweis:** Augenspülungen sind Einwegprodukte, angebrochene Flaschen sind zu entsorgen, da diese nicht mehr steril sind
- für den Markt: D / A / L

### Anwendungsbeispiele:

- zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplitter etc.)
- kann für alles, außer Silber, verwendet werden
- auch für Säuren oder Laugen verwendbar



Augenspül-Station

Produkt	Inhalt	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Augenspül-Station	inkl. 500 ml Flasche	50011	6495065
Zubehör: Augenspülung	500 ml Flasche	50010	6495064